

ProSep™

Изоляционный материал

Перед использованием тщательно изучите настоящую инструкцию по применению

Продукт ProSep представляет собой жидкий латекс, предназначенный для использования совместно с продуктом ProVeneer™.

Так как данный материал подлежит удалению, использование продукта ProSep не повлияет на свойства продукта ProVeneer™.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. На соответствующие зубы нанесите кисточкой тонкий слой продукта ProSep.
 2. Дайте высохнуть (воздействие воздухом или теплом сократит время сушки). В сухом состоянии продукт будет выглядеть прозрачным.
 3. Приступите к созданию винира Preview Veneer при помощи материала ProVeneer, следуя соответствующим Инструкциям по применению.
- После отверждения винир Preview Veneer может быть извлечен без каких-либо затруднений.

УДАЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА PROSEP

Тщательно и полностью очистите поверхность зубов от остатков материала ProSep.

После отверждения винира Preview Veneer в микроволновой печи материал ProSep легко удаляется при помощи стоматологического экскаватора.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и темном месте. Не замораживать.

СРОК ГОДНОСТИ

На продукте указаны номер партии и дата истечения срока годности. Не использовать по истечении срока годности.

*В случае загустения продукта ProSep в результате испарения воды через некоторое время, просто добавьте в контейнер несколько капель дистиллированной воды и встряхните.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящий продукт содержит натуральную латексную резину, которая может вызывать аллергические реакции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Только для применения в стоматологии.

Подробные инструкции по мерам безопасности смотреть в Паспорте безопасности вещества, доступном по адресу: www.silmetdental.com.

ГАРАНТИЯ

Компания Silmet Ltd. обязуется заменить продукт в случае подтверждения его дефектности. Компания Silmet Ltd. не несет ответственность за любые потери или ущерб, прямые или косвенные, возникшие вследствие применения или неспособности применить вышеописанный продукт. До использования продукта стоматолог должен определить пригодность продукта для целевого применения. Все риски и ответственность, связанные с таким применением, возлагаются на стоматолога.



Производитель:

Силмет Лтд. [Silmet Ltd.]

Ул. Хассадна, 12 Оп-Йегуда, 6022011, Израиль

Тел.: 972-3-7353000, Факс: 972-3-5331581 info@silmet.co.il, www.silmetdental.com



Представитель в ЕС:

Обелис с.а. [Obelis s.a]

Бульвар Генерала Ваи, 53 1030 Брюссель, Бельгия

Тел.: + (32) 2.732.59.54 Факс: + (32) 2.732.60.03, E-Mail: mail@obelis.net