



*Превратите  
легенше в игру*



# Полиакрилин

Стеклоиономерный цветной цемент  
для детской стоматологии





## Клинический случай:




1 Вид подготовленной для пломбирования полости I класса во временном моляре после антисептической обработки и кондиционирования



2 СИЦ легко вносится в полость и конденсируется инструментом



3 Окончательный вид реставрации после финишной обработки и нанесения финишного лака Полиакрилин



Материал, замешанный в соответствии с инструкцией, имеет удобную консистенцию

## Преимущества:

- Быстрое время отверждения
- Противокариесный эффект, пролонгированное фторовыделение
- Высокая адгезия к тканям зуба
- Хорошая конденсируемость
- Рентгеноконтрастность
- Биосовместимость

## Применение в детской и взрослой стоматологии:

- Визуализация границ временной пломбы и тканей зуба, а также устьев при лечении корневого канала благодаря ярким цветам цемента
- Пломбирование полостей I, II, III и V классов (по Блэку)
- Пломбирование по ART- методике
- Временное пломбирование при длительном эндодонтическом лечении