

AH Temp™

Временный пломбировочный материал для корневых каналов



AH Plus Jet®

Силер корневого канала



Скоро в новой упаковке!

Идеальное сочетание!

AH Temp™ обеспечивает эффективную дезинфекцию корневых каналов и легко вносится в корневой канал

Цель эндодонтического лечения: эффективная дезинфекция корневых каналов


AH Temp™ высокощелочная паста на основе гидроксида кальция с антибактериальными свойствами и уровнем pH 12

Долгое хранение

- Меньше блокировка канюль во время внесения
- Меньше блокировка материала в шприце
- Меньше потерь материала из-за засыхания материала в шприце


Стабильность консистенции во время лечения¹

[час]




AH Temp™ сохраняет пастообразную консистенцию в течение 6 часов после открытия шприца.

В ежедневной практике AH Temp™ может использоваться на протяжении 3 месяцев после вскрытия шприца



Отличная рентгенконтрастность — залог надежного рентген-контроля¹

[мм/мм AI]



¹ Информация по запросу

² Незарегистрированная торговая марка Dentsply Sirona

АН Temp™ — Прямое и точное внесение в корневой канал



«Вносить АН Temp™ очень удобно. Это лучший временный материал, который сейчас доступен. В добавок имеет очень удобную форму канюли!»

Dr. Matthias J. Roggendorf,
University of Marburg, Germany



АН Temp™ канюля




Calxyl² канюля

Доказанная совместимость с АН Plus Jet®

Сила адгезии АН Plus Jet® к дентину¹

[МПа]



Идеальное сочетание!

АН Temp™ в комбинации с АН Plus Jet® — идеальное сочетание временного материала и силера для корневых каналов

Клинически доказанный результат АН Plus Jet® после извлечения временного материала АН Temp™ из корневого канала



Мануальные преимущества АН Temp™ и АН Plus Jet®

- АН Temp™ - временный материал на основе гидроксида кальция для корневых каналов с ультра тонкими, длинными и предварительно изогнутыми АН Temp™ канюлями
- Предварительно смешанный, готовый к применению шприц, прост в использовании
- Надежный и удобный способ внесения в корневой канал, даже при сложной анатомии



¹ M. Roggendorf, 2012, proven for application of AH Temp™ and AH Plus Jet® Sealer, data on file.

² Незарегистрированная торговая марка Dentsply Sirona

³ Информация по запросу

Информация для заказа

АН Temp™ набор

4 x АН Temp™ шприца, 0,75 мл каждый
20 x АН Temp™ канюли
1x рукоятка
1x техническое руководство
1x инструкция

606.20.123



АН Temp™ рефилл

20 x АН Temp™ канюль

606.20.124



АН Plus Jet® стартовый набор

1 x АН Plus Jet® шприц, 15 г
20 x смешивательных насадок
20 x внутриротовые канюли
1 x блокнот для замешивания
1 x техническое руководство
1 x органайзер

606.20.115



АН Plus Jet® рефилл

2 x АН Plus Jet® шприца, 15 г

606.20.118



АН Plus Jet® смешивательные насадки/ внутриротовые канюли

40 x смешивательных насадок
с внутриротовыми канюлями

606.20.116



Dentsply Sirona
ООО «Дентсплай Сирона»

115432, Москва,
пр-т Андропова д. 18, корп. 6
«Немецкий центр промышленности
и торговли», этаж 9, оф. 9-01
тел.: (495) 725-10-87
факс: (495) 725-10-86
www.dentsplycis.com