

COXO®

Professional Dental Manufacturer

PT Master

Ультразвуковой скейлер с
функцией воздушной полировки






Система автоматической идентификации

Автоматическое переключение режимов при смене наконечника

Ультразвуковые насадки:

Скалинг:



Периодонтологические:



Эндодонтические:



Для имплантологии:



Опционально (эндодонтические):



Воронкообразный резервуар для порошка

Более стабильный выход порошка.
Максимально эффективный скалинг.
Емкость для жидкости 1000мл.



Встроенные фильтры:

1 воздушный
2 водяных



Функция подогрева воды

Максимальный комфорт во время лечения




Наконечник для пескоструйной обработки

Двухсекционный съемный наконечник
Исключает загрязнение, легкая очистка



Насадка малого калибра

Более концентрированная подача порошка
Высокая эффективность скалинга




Поддесневая насадка

3 точки подачи порошка, 1 точка подачи воды
Концентрированная подача порошка
Оптимальная зона подачи порошка



Ультразвуковой наконечник со светодиодной подсветкой



Беспроводная педаль

С активацией при включении в любой точке

Функция BOOST

При более сильном нажатии по центру педали активизируется функция BOOST
Функция BOOST увеличивает объем подачи порошка

Technical:

Адаптер:	AC100-240V50/60Hz
Входная мощность:	80VA
Режим работы:	Непрерывная работа
Смещение вибрации ультразвуковых насадок:	<200мкм
Частота вибрации ультразвуковых насадок:	24-36 кГц
Выходная мощность ультразвуковых насадок:	0.8-13Вт
Входное давление:	0.55-0.7МПа
Вес:	3кг
Размеры блока :	30×26×13см



ЧТУП «ВМК-Дент»

Эксклюзивный дистрибьютор на территории Республики Беларусь
УНП 190819937 г. Минск, ул. Платонова, 1Б, помещение 41Б, комната 1
Тел. +375 (17) 361 13 61; А1: +375 (29) 684 89 10; МТС: +375 (29) 597 94 49