


## Дипломат Адепт ДА 170



Стационарная стоматологическая установка ряда Дипломат Адепт ДА 170 /укрепление установки к полу независимо от кресла/ с верхней подачей шлангов инструментов. По своему оригинальному дизайну удовлетворяет требования стоматологов, уделяющим повышенное внимание функциональности, эргономике и надежности. Возможности различных модификаций /макс. 3 ротационные инструмента, макс. 5 инструментов с подсветкой, макс. 3 турбины, макс. 2 микромотора/, обеспечивают максимальные удобства в течении работы стоматолога. Основная модель оснащена 3-функциональным пистолетом врача, шлангом турбины и микромотора с подсветкой, негатоскопом, каутром и ультразвуковым устройством для удаления зубного камня Amdent. Так как и другие стоматологические установки ряда Дипломат и установка Дипломат Адепт ДА 170 оснащена высококачественными инструментами Vien-Air. Выбор 5 инструментов /кроме 3-функционального пистолета/ по желанию клиента.



чертеж  
Дипломат Адепт  
ДА 170

Блок плевательницы оснащен вставной чашей из толстого стекла, автономной системой воды для охлаждения инструментов и электронным сплюнотсосом, ополаснением чаши и наполнением стакана.



Блок плевательницы с керамической чашей в основной модели оснащен мощным эжекторным сплюнотсосом, ополаснением чаши и наполнением стакана. Блоки плевательницы всех стоматологических установок ряда Diplomat оснащены автономной системой подачи охлаждающей воды для инструментов. Также по специальному заказу возможно поставить сепаратор амальгамы или отсасывающее устройство Cattani к всем стоматологическим установкам ряда Diplomat /малый и большой отсасыватель/.

