


Уверенная обработка канала

wave • one[®]
GOLD



Философия препарирования одним файлом, знакомая вам по WAVEONE®, дополненная рядом ЗОЛОТЫХ преимуществ


wave • one®
GOLD

1

Повышенная безопасность пациента

- Увеличенная на 50% устойчивость к циклической нагрузке файла Primary по сравнению с аналогичным инструментом WAVEONE®
- Минимальный эффект вкручивания

Устойчивость к циклической нагрузке




2

Применим в большинстве клинических случаев

- Повышенная гибкость файла благодаря инновационному сплаву GOLD-wire
- Оптимизированная размерная линейка (Small, Primary, Medium, Large)

Гибкость




3

Сокращено время препарирования канала

- Повышенная режущая способность
- Один файл в большинстве клинических случаев

Время обработки канала



Инструменты спроектированы с учетом инновационной реципрокной технологии

Ведущие специалисты DENTSPLY MAILLEFER принимали непосредственное участие в разработке wave•one[®] GOLD


Команда разработчиков

Серджо Катлер, Клиф Раддл, Джулиан Веббер и Вильгельм Перто.


Препарирование корневого канала ещё никогда не было таким простым.

Выпустив систему WAVEONE[®] в 2011 году, компания Dentsply Maillefer установила новый стандарт в препарировании корневых каналов зубов. Врачи-эндодонтисты, и стоматологи общей практики по всему миру по достоинству оценили простоту применения системы WAVEONE[®], которая значительно повысила качество их эндодонтических процедур. Мы приложили огромные усилия, чтобы сделать ещё лучше систему WAVEONE[®], и рады представить вам новый WAVEONE[®] GOLD.

WAVEONE[®] GOLD сочетает преимущества техники препарирования канала всего одним инструментом вместе с новым подходом к термической обработке сплава, из которого изготовлен инструмент. Кроме того, мы оптимизировали диаметры кончиков, конусность и поперечное сечение файлов, что значительно повышает безопасность, эффективность и гибкость инструментов во время обработки корневого канала. Система WAVEONE[®] GOLD выводит простоту применения и успешность клинической процедуры на новый уровень.



Случай предоставлен Доктором Дж. Веббером



Легкость применения позволяет сконцентрироваться на препарировании

wave•one[®] GOLD Primary применим для большинства клинических случаев

pro•glider[®]

Содание
«ковровой
дорожки»

SMALL #020 .07



PRIMARY #025 .07



Рекомендован для большинства каналов

MEDIUM #035 .06



LARGE #045 .05



Одноразовые стерильные инструменты



Большинство стоматологов стремится к снижению общей стоимости лечения при одновременном повышении безопасности и эффективности.

Именно поэтому инструменты WAVEONE[®] GOLD выпускаются в престерилизованных блистерах.

- Простота использования, благодаря стерильной упаковке
- Повышенная безопасность за счёт увеличенной устойчивости к циклической нагрузке
- Отсутствует риск перекрёстной контаминации
- Высокая режущая способность

Комплексное решение

wave•one[®] GOLD оптимизирует комплексный подход к эндодонтическому лечению и обеспечивает предсказуемые успешные результаты



Информация для заказа wave•one[®] GOLD

Инструменты



small

3x small (020 07) – 21mm – A 0753 221 G0S 03
3x small (020 07) – 25mm – A 0753 225 G0S 03
3x small (020 07) – 31mm – A 0753 231 G0S 03
6x small (020 07) – 21mm – A 0756 221 G0S 03
6x small (020 07) – 25mm – A 0756 225 G0S 03
6x small (020 07) – 31mm – A 0756 231 G0S 03



primary

3x small (025 07) – 21mm – A 0753 221 G0P 03
3x small (025 07) – 25mm – A 0753 225 G0P 03
3x small (025 07) – 31mm – A 0753 231 G0P 03
6x small (025 07) – 21mm – A 0756 221 G0P 03
6x small (025 07) – 25mm – A 0756 225 G0P 03
6x small (025 07) – 31mm – A 0756 231 G0P 03



medium

3x small (035 06) – 21mm – A 0753 221 G0M 03
3x small (035 06) – 25mm – A 0753 225 G0M 03
3x small (035 06) – 31mm – A 0753 231 G0M 03
6x small (035 06) – 21mm – A 0756 221 G0M 03
6x small (035 06) – 25mm – A 0756 225 G0M 03
6x small (035 06) – 31mm – A 0756 231 G0M 03



large

3x small (045 05) – 21mm – A 0753 221 G0L 03
3x small (045 05) – 25mm – A 0753 225 G0L 03
3x small (045 05) – 31mm – A 0753 231 G0L 03
6x small (045 05) – 21mm – A 0756 221 G0L 03
6x small (045 05) – 25mm – A 0756 225 G0L 03
6x small (045 05) – 31mm – A 0756 231 G0L 03

Ассортиментный набор

1xsmall/primary/medium/large – 21mm
A 0754 221 G9A 03
1xsmall/primary/medium/large – 25mm
A 0754 225 G9A 03
1xsmall/primary/medium/large – 31mm
A 0754 231 G9A 03