

Kronentrenner Metall-Keramik • Metal and porcelain crown cutter Fraises pour couper les couronnes céramo - métalliques

Schnittfreundige Verzahnung für das Trennen von Metallkeramikronen aus niedrig schmelzender Keramik.

High cutting capacity blade design for separating bonded porcelain crowns made of low-fusing porcelain.

Denture très coupante pour la séparation des couronnes et céramo-métalliques avec des incrustations vestibulaires en porcelaine à bas point de fusion.



Hinweis: Ansatzwinkel von 45° beachten!
Please observe the working angle of 45 degrees!
Respecter l'angle de travail de 45°!

REF H4KMKL-012-SET

H4KMK (137)

Zylinder rund
Cylinder round
Cylindre rond



Größe/Size/taille $\varnothing$ 1/10 mm	010	012
Länge-Length in mm - longueur	2,1	2,1
Shank ISO REF 5		
FG 500 314 138 019... H4KMK-...-FG	010	012
opt. 160.000 rpm		

H4KMKL (138)

Zylinder rund, lang
Long Round End Cylinder
Cylindre rond, long



Größe/Size/taille $\varnothing$ 1/10 mm	012
Länge-Length in mm - longueur	3,5
Shank ISO REF	
FG 500 314 139 019... H4KMKL-012-FG	5
FG 500 314 139 019... H4KMKL-012-Set	25
opt. 160.000 rpm	

Eigenschaften und Vorteile:

- Einsatz bei Legierungen, die mit "weißer" Keramik verblendet sind.
- Die Spezialverzahnung sorgt für eine hohe Schnittleistung.
- Die Spitze ist schneidend gestaltet und taucht in die Krone ein.
- Fertigung aus einem Stück Hartmetall sorgt für eine hohe Stabilität und reduziert das Bruchrisiko.
- Ein Instrument für zwei Aufgaben, so entfällt der Instrumentenwechsel zwischen Diamantinstrument und Hartmetallbohrer.

Features and advantages:

- Used for alloys faced with low-fusing porcelain
- The special blade design ensures high cutting capacity.
- The tip is designed for cutting and slices into the crown.
- One-piece production ensures high stability and reduces the risk of fracture.
- One instrument for two procedures - no need to change between diamond and carbide instruments.

Caractéristiques et avantages:

- Utilisation sur des alliages à incrustations vestibulaires en porcelaine à bas point de fusion.
- La denture spéciale produit un grand pouvoir de coupe.
- La pointe est coupante et s'enfonce dans la couronne.
- La fabrication à partir d'une seule pièce en carbure de tungstène (fabrication monobloc) réduit le risque de fracture et se traduit par une haute stabilité.
- L'instrument pour deux tâches, de ce fait il n'y a plus d'échange entre l'instrument diamanté et la fraise en carbure de tungstène.