

GENI

*Устройство для
проведения анестезии*

Изящный дизайн

Удобное

использование




GENI

Устройство для
безболезненной анестезии



3 режима скорости работы


Высокая точность Постоянная скорость введения анестетика



Низкая
скорость



Средняя
скрость



Высокая
скорость

GENI

*Устройство для
безболезненной анестезии*

Аспирационная проба

Определение правильного
положения кончика иглы для
предупреждения введения
анестетика в кровеносное русло



GENI

*Устройство для
безболезненной анестезии*

Сенсорное управление

Более стабильная и безопасная работа
Комфорт для пациента



GENI

*Устройство для
безболезненной анестезии*

Музыка

Автоматическое воспроизведение музыки во время инъекции, что позволяет пациентам расслабиться и получить комфортные ощущения во время процедуры.




GENI

*Устройство для
безболезненной анестезии*

Интеллектуальная технология измерения давления

Интеллектуальная технология
измерения давления в
реальном времени
Точный контроль давления
впрыска в необходимом
диапазоне



GENI

*Устройство для
безболезненной анестезии*

Интеллектуальная память

Автоматическая установка последнего
режима инъекции, музыки, настроек
громкости при включении устройства



GENI

*Устройство для
безболезненной анестезии*

Автоматический зарядный бокс

Беспроводная зарядка – аппарат
заряжается, когда лежит на подставке

