







Эксклюзивный дистрибьютор
на территории Республики Беларусь




Foshan SOCO Precision Instrument Co., Ltd.

Каталог 2023



SCNITI FILE SYSTEM

Никель-титановая система
ротационных файлов
с КОНТРОЛИРУЕМОЙ памятью формы



SC Никель-титановая ротационная система

Механохимическая и электрохимическая полировка улучшает качество поверхности металла
Инструмент легко подвергается очистке и дезинфекции



vs



Тонкополированная поверхность Неполированная поверхность

Сверхгибкий сплав
Легкость прохождения канала



vs



Высокая режущая активность, устойчивость к циклической нагрузке и поломке

Новый SM-wire сплав, высокая гибкость инструмента.
Сохраняет анатомию корневого канала

Специальное покрытие из сверхтвердого сплава обеспечивает долговечность использования



	17/.08	15/.03	20/.04	25/.04	30/.04	35/.04
Размер	17/.08	15/.03	20/.04	25/.04	30/.04	35/.04
Поперечное сечение	Φ17	Φ15	Φ20	Φ25	Φ30	Φ35
Конусность, %	8%	3%	4%	4%	4%	4%
Скорость вращения, об/мин	375	375	375	375	375	375
Торк, Н см	3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Длина	21mm/25mm/31mm					

S-ONE Plus

Никель-титановая
ротационная система
с реципрокным движением

Рабочая часть инструмента с переменным
шагом режущих кромок

S-образное поперечное сечение

Препарирование корневого канала
одним файлом в большинстве клинических
случаев

Острые режущие грани

Легкая эвакуация опилок

Большая гибкость по сравнению с другими
реципрокными системами



			
Размер	L1 20/.07	L2 25/.06	L3 30/.06
Поперечное сечение	Φ20	Φ25	Φ30
Конусность, %	7%	6%	6%
Длина	21mm/25mm/31mm		



SCF-никель титановая система (Машинная версия)



РАЗМЕРЫ/УПАКОВКА

X6 1 упаковка/6 шт



X1 Ассортимент 6 шт.



Характеристики:

L21/25 mm



Файлы с переменной конусностью
Простое быстрое эффективное
препарирование корневого канала
Высокая режущая активность
Устойчивость к поломке
Конусность: .06
Скорость вращения: 250-350 об/мин
Торк: 2,5 Н см
Каждый инструмент оснащен
счетчиком использования

SCF-никель титановая система (Ручная версия)



РАЗМЕРЫ/УПАКОВКА

X6 1 упаковка/6 шт



X1 Ассортимент 6 шт.



Характеристики:

L21/25 mm



Файлы с переменной конусностью
Простое быстрое эффективное
препарирование корневого канала
Высокая режущая активность
Устойчивость к поломке
Конусность: .06
Скорость вращения: 250-350 об/мин
Торк: 2,5 Н см
Каждый инструмент оснащен
счетчиком использования

SCPlus

NI-TI FILE SYSTEM



Размер	Orifice Opener	12#	16#	18/.05	25/.04	30/.04
Поперечное сечение	Ф17	Ф12	Ф16	Ф18	Ф25	Ф30
Конусность, %	12	02	02	05	04	4%
Скорость вращения, об/мин	300	350	350	350	350	350
Торк, Н см	3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Длина	21mm/25mm/31mm					

- ◆ Усовершенствованный устьевой файл 17/12
- ◆ 2 пасфайла с переменной конусностью #12 и #16
- ◆ Высочайшая гибкость
- ◆ Специально разработан для работы в сложных каналах



SCPlus Lite

NI-TI FILE SYSTEM



Размер	Orifice Opener	18/.05	25/.04	30/.04
Поперечное сечение	Ф17	Ф18	Ф25	Ф30
Конусность, %	12%	5%	4%	4%
Скорость вращения, об/мин	300	350	350	350
Торк, Н см	3	1.5	1.5	1.5
Длина	21mm/25mm/31mm			

- ◆ Упрощенная версия системы SC Plus - всего 4 инструмента
- ◆ Устойчивость к циклической усталости увеличена до 400%
- ◆ Безопасность, простота и практичность использования



Высокая эффективность, скорость и безопасность

SCPlus
NITI FILE SYSTEM

Высочайшая гибкость и продуманный дизайн

Более безопасная работа в сложных каналах. Каждый инструмент имеет свое назначение.




Новейший процесс термообработки

Уникальный процесс термообработки обеспечивает непревзойденную устойчивость металла к циклической усталости и коррозии



Высокая режущая эффективность

Высочайшая гибкость, легкое продвижение в канале. Уникальный дизайн поперечного сечения: эффективность резания, простое удаление опилок




Новый никель-титановый сплав CM-wire

NiTi сплав высокой степени очистки, низкое содержание примесей углерода и кислорода. Устойчивость на разрыв. Высокая устойчивость к циклической усталости.



Сохраняет морфологию корневых каналов

Особый дизайн обеспечивает вращение инструмента вокруг изогнутой оси корневого канала. При вращении инструмент повторяет форму изогнутого канала





**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ЧТУП «ВМК-Дент»

УНП 190819937

г. Минск, ул. Платонова, 1Б, помещение 41Б, комната 1

Тел.: +37517 361 1 361, 361 1 360

361 11 87, 361 74 87, 361 85 35

Факс: +37517 361 00 24

A1: +37529 684 89 10, 319 40 26

МТС: +37529 597 94 49

г. Брест, б-р Космонавтов, д. 75/1, +375162 28 25 59

г. Витебск, ул. Зеньковой, д. 1/28, ком.102, +375212 62 55 93

г. Гомель, пр-т Ленина, д. 6, к.109, +375232 30 29 20

г. Гродно, пер. Дзержинского, д. 9, пом. 101, +375152 55 71 19

г. Могилев, пер. 3-й Октябрьский, д. 9, ком. 103, +375222 32 28 85

Интернет-магазин: shop.vmk-dent.by

e-mail: torg@vmk-dent.by

Instagram @vmkdent

Telegram @BMKDENT



WeChat public number <https://socodent.com>