

+
WE
KNOW
ENDO.




MAILLEFER

ProTaper Gold®

Знакомый инструмент успеха. **Еще более гибкий**

 Dentsply
Sirona

Последовательность инструментов



Продуктовая линейка

ProGlider® "Ковровая дорожка"

PG  016 2%

ProTaper Gold® формирующие инструменты

S1  018 2%

S2  020 4%

ProTaper Gold® завершающие инструменты

F1  020 7%

F2  025 8%

F3  030 9%

F4  040 6%

F5  050 5%

ProTaper Gold® SX (опционально)

SX  019 4%

