



Kunststoffpolierer • Acrylic Polishers • Polissoirs d'acryliques

NTI **Prothetics** der Spezialsilikonpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe ohne Körnung, **gelb = Hochglanzpolitur**

Silicone polisher for prosthetic and orthodontic acrylics, without grit, **yellow, for high-gloss.**

Polissoir en silicone pour les acryliques orthodontiques et prothétiques **sans grain, jaune = polissage de brillant.**



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	150	100	110	110	070	055
Kopf/Head Length in mm - Longueur	18,0	24,5	18,0	20,0	20,0	15,5
Shank  6/100						
HP 658 104 ...	201 514 150	273 514 100	237 514 110	243 514 110	273 514 070	243 514 055
	P0652	P0654	P0655	P0656	P0657	P0659

opt. 5.000 rpm



P0654

Wichtig: Unbedingt Drehzahlempfehlungen einhalten!

Attention: Please observe recommended speeds!

Important: Respecter impérativement les recommandations de la vitesse de rotation !

Labor • Laboratory • Laboratoire

SoftWizard



Zur optimalen Bearbeitung weichbleibender Materialien.

The one and only grinder for all soft materials.


Pour le traitement optimal de tous les matériaux souples.



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	220
Kopf/Head Length in mm - Longueur	3,0

Shank  10 + 1 Mandrel M029		
638 900 ...	372 524 220	
	P2100	

opt. 8.000 rpm



 **P2100 10 SoftWizards + 1 Mandrel/Mandrin M029**



P2100



K672R-080

Schleifkappen • Grinding Caps Capuchons Abrasifs

Zur optimalen Bearbeitung weichbleibender Materialien.

For trimming all soft materials.

Pour le traitement optimal de tous les matériaux souples.

Seite / page **7.4**

