

Arkansassteine zum Finieren von Füllungen

Arkansas Abrasives for finishing of composites

Pierres d'Arkansas pour la finition des composites

**661
(243)**

Flamme
Flame
Flamme


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	025
Länge-Length in mm - longueur	6,0

Shank	ISO	REF	12/100
FG	635 314 243 505 025	NAS01	
RA	635 204 243 505 025	NAS11	
opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm			

**645
(161)**

Konus, spitz
Needle
Cône pointu


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	025
Länge-Length in mm - longueur	7,0

Shank	ISO	REF	12/100
FG	635 314 161 505 025	NAS02	
RA	635 204 161 505 025	NAS12	
opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm			

**601
(001)**

Rund
Round
Rond


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	030
Länge-Length in mm - longueur	-

Shank	ISO	REF	12/100
FG	635 314 001 505 030	NAS06	
RA	635 204 001 505 030	NAS16	
opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm			

Keramischer Schleifkörper aus grünem Siliziumkarbid

Green silicon - carbide abrasives with ceramic bond

Abrasifs à liant céramique en carbure de silicium vert

Dieser Schleifkörper eignet sich für Keramikmaterialien und für Metall-Legierungen
For universal grinding of ceramic materials and metal alloys
Pour un meulage universel des matériaux céramiques et des alliages métalliques

**601
(001)**

Rund
Round
Rond


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	030
Länge-Length in mm - longueur	-

Shank	ISO	REF	12/100
FG	655 314 001 513 030	NF601GR -FG	
RA	655 204 001 513 030	NF601GR -RA	
opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm			

**602
(001)**

Rund
Round
Rond


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	040
Länge-Length in mm - longueur	-

Shank	ISO	REF	12/100
RA	655 204 001 513 040	NF602GR -RA	
opt. 7.000 rpm			



Verpackungseinheiten siehe Preisliste
The price list indicates the quantity per package
Unité de conditionnement voir la liste des tarifs

**661
(243)**

Flamme
Flame
Flamme


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	025
Länge-Length in mm - longueur	7,0

Shank	ISO	REF	12/100
FG	655 314 243 513 025	NF661GR -FG	
RA	655 204 243 513 025	NF661GR -RA	
opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm			

**663
(243)**

Flamme
Flame
Flamme


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050
Länge-Length in mm - longueur	10,0

Shank	ISO	REF	12/100
RA	655 204 243 523 050	NM663GR -RA	
opt. 7.000 rpm			

Beispiel • Example • Exemple:

NM663GRD-RA = 12

NM663GRG-RA = 100

NF	grün/green/vert	= Körnung fein/Grit fine/Grain fin	120
NM	grün/green/vert	= Körnung mittel/Grit medium/Grain moyen	130