

+

WE  
KNOW  
ENDO.



# EndoActivator®

Удобный и простой аппарат для активации ирригационного раствора

---

 **Dentsply  
Sirona**  
Endodontics

# Безопасно. Эффективно. Просто.

Форма углового наконечника обеспечивает легкий доступ к боковой группе зубов

Активация одним касанием

Эргономичный, беспроводной наконечник, работает от батареи

Быстрая смена насадок для различных процедур

3 скорости работы: 2000, 6000, 10000 импульсов в минуту


Разработан при участии Clifford J. Ruddle DDS, Robert H. Sharp DDS, Pierre Machtou DDS

## Один факт

Активация раствора в хорошо сформированных каналах играет важную роль в удалении продуктов распада и дезинфекции системы корневых каналов.

## Одно решение

EndoActivator® создан для безопасной и эффективной активации внутри системы корневых каналов ирригационных растворов во время эндодонтического лечения.



Клинический случай предоставлен Clifford J. Ruddle DDS

## Много преимуществ

### Безопасно

- Прочные и гибкие насадки из полимера медицинского назначения
- Одноразовое использование
- Нережущие насадки

### Эффективно

- Создает внутриканальное движение жидкости
- Эффективное удаление продуктов распада и разрушение смазанного слоя и биопленки

### Просто

- Простая клиническая процедура
- Интуитивное управление
- Компактный размер

## НАБОР

REF A 0911

1x EndoActivator® с батарейкой

REF A 0912

Насадки:

25x Маленькие (#15/.02),  
25x Средние (#25/.04)  
25x Большие (#35/.04)

X

100 x Одноразовые гигиенические чехлы

REF A 0914

1x Руководство по применению

X

1x Протокол применения

7

1x Обучающий DVD

X

Возможно заказать любой из компонентов

## АКСЕССУАРЫ



### Маленькие

#15/.02

REF A 0913 022 015 00



### Средние

#25/.04

REF A 0913 022 025 00



### Большие

#35/.04

REF A 0913 022 035 00