


Diamantscheiben • Diamond Discs • Disques diamantés

CeraShape - nicht schneidende Kante • non-cutting edge • bord non tranchant

806 104 ...

344



Größe/ Size/ Taille	ø 1/10 mm	220
Belegung/ Coating/ Granulation	B mm	voll - full
Kopf/ Head Length/ Longueur mm	L mm	0,09


Shank ISO REF 1

HP 806.104. ... 344.504.220


opt. 25.000 rpm

Die **CeraShape** glättet Interdentalräume und bearbeitete Oberflächen. Die **nicht schneidende Kante** verhindert das Entstehen von Kanten und Scharten. Die hohe Flexibilität in sinnvoller Kombination mit der superfeinen Diamantierung ermöglicht exzellente Ergebnisse bei geringstem Zeitaufwand.

The **CeraShape** is used for smoothing interdental spaces and preparing surfaces. Its **non-cutting edge** prevents any sharp edges or nicks. A practical combination of high flexibility and a superfine diamond coating ensures excellent results in minimum time.



806.104.344.504.220




Le **CeraShape** polit les espaces interdentaires et les surfaces travaillées. Le **bord non tranchant** permet d'éviter l'apparition d'angles ou d'éclats. La grande flexibilité en utile combinaison avec le diamant super fin donne des résultats excellents en peu de temps.

Labor • Laboratory • Laboratoire

Ultraflex
806 104 ...

366

nur zur Separation
for separation only
seulement pour séparer



Größe/ Size/ Taille	ø 1/10 mm	220
Belegung/ Coating/ Granulation	B mm	3,0
Kopf/ Head Length/ Longueur mm	L mm	0,09

Shank ISO REF 1


HP 806.104. ... 366.504.220

opt. 25.000 rpm

367 Ultraflex eine ultradünne Diamantscheibe zum Separieren und Konturieren von Keramik- und Kunststoffverblendungen im Front- und Seitenzahnbereich.

367 Ultraflex
An ultra thin diamond disc for separation and contouring of porcelain and composite veneers on anterior and posterior teeth.

367 Ultraflex
Un disque diamanté ultra mince avec des grains diamantés superfins, pour séparer et contourer les incrustations cosmétiques réalisées en céramique ou en résine, au niveau des dents antérieures et postérieures.



806.104.367.504.220

Gelber Ring/Yellow Ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	30 µm	ISO No. 504
Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	50 µm	ISO No. 514
Blauer Ring/Blue ring/Bague bleue	Standard/Standard/Standard	100 µm	ISO No. 524