

Composite Polierer • Composite Polishers • Polissage de composites



NTI BrushGloss 
 Composite Polierbürsten
 Composite polishing brushes
 Brossettes à polir pour composite



Composite Polierbürsten für den perfekten Glanz in den Kauflächen. Die Fasern der Bürsten sind mit integrierten Polierkörpern aus Siliziumkarbid durchsetzt.

Composite polishing brushes for creating a perfect lustre finish on occlusal surfaces. The fibres of the brush are impregnated with silicon carbide polishing particles.

Les brosettes à polir pour composite pour un brillant parfait des surfaces occlusales. Les fibres des brosettes sont imprégnées de particules à polir intégrées composées de carbure de silice.

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050	050	070
Kopf/Head Length in mm - longueur	6,0	6,0	5,0
Shank  12/100			
RA 658 204 ...	110 514 050	243 514 050	225 514 070
REF	P1500	P1501	P1502
max. 10,000 rpm			
opt. 5,000 rpm			

NTI MicroComp 
 Polierer für alle microgefüllten Composites.
 Polisher for all micro-filler composites.
 Polissoir universel pour tous les composites microfills.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	055	050	050	030	085	060	100	100	035
Kopf/Head Length in mm - longueur	14,0	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	1,0	6,0
Shank  12/100									
RA 658 204 ...	257 516 ...	292 516 ...	243 516 ...	243 516 ...	030 516 ...	030 516 ...	304 516 ...	303 516 ...	225 516 ...
REF	P0730	P0731	P0732	P0733	P0734	P0735	P0736	P0738	P0739
opt. 5,000 - 7,000 rpm									

NTI MacroComp 
 Abrasiver Universal Polierer für alle macro-gefüllten Composites immer drucklos anwenden.
 Polisher for all macro-filler composites, no pressure must be applied.
 Polissoir universel pour les composites macrofills.
 Appliquer toujours sans pression!



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	055	050	050	085	060	100
Kopf/Head Length in mm - longueur	16,3	16,0	10,0	7,0	10,0	4,7
Shank  12/100						
RA 658 204 ...	257 523 ...	292 523 ...	243 523 ...	030 523 ...	030 523 ...	304 523 ...
REF	P0830	P0831	P0832	P0834	P0835	P0836
opt. 5,000 - 7,000 rpm						