

ВОСК БЮГЕЛЬНЫЙ - 02



Показания для применения:

- создание промежуточных пространств при моделировании каркасов бюгельных протезов;

Преимущества:

- обладает высокой пластичностью;
- легко формуется на модели;
- хорошо обрабатывается;
- пластины с рельефом имитируют макро и микро рельеф слизистой оболочки твердого неба;

Инструкция по применению:

- восковую пластинку разогревают над пламенем горелки или в теплой (45-50) °С воде, укладывают на модель и формируют;

Комплектность:

Пластины:	
размер №1	40 г
размер №2	60 г