

C-Fill Mini

Обтурационная система

Удобство · Простое использование · Эффективность



В сравнении
с предыдущими моделями



Меньший
размер

30%

Меньший вес

20%


Более компактный,
Лучшая эргономика.

Расположение
дисплея и панели
управления с двух
сторон

Удобное использование



Улучшенная конструкция
прибора обеспечивает
максимально точную
подачу гуттаперчи





Точная система
измерения и схема
контроля
температуры


Четыре
температурных
режима для
большинства
гуттаперчевых
обтураторов

Широкий диапазон настройки температуры
обеспечивает точную и предсказуемую трехмерную
обтурацию



15c - 200°C

Быстрый нагрев до необходимых значений
позволяет экономить Ваше время



150 °C режим ожидания при низкой температуре

- Экономия энергии
- Предупреждает избыточное выведение гуттаперчи
- Удобно для Вашей работы





Нагрев от 150 °C до
200 °C всего за 2 секунды

Не нужно ждать! Бери и работай!


Магнитное крепление ключа

Интегрированный в базу магнит
удерживает ключ
Нет риска потери ключа



Иглы

Размер	Диаметр	Длина
23ga	0.65мм	23мм
23ga	0.65мм	23мм
25ga	0.55мм	23мм
25ga	0.55мм	23мм



В сравнении
с предыдущими моделями

Меньший
размер

20%

Меньший вес

40%

Компактный эргономичный дизайн



Удобно
держат

Легко использовать




COXO[®]
Professional Dental Manufacturer
SINCE 2003

C-FILL mini
P Type




Двухсторонний дисплей
Двухстороннее управление

Точный контроль температуры



200 °C температурный тест



C-FILL mini P type



Другой бренд

Четыре
температурных
режима
подходят для
большинства
гуттаперчевых
обтураторов

Точная и предсказуемая трехмерная obturation




C-FILL mini
P Type

Нагрев в течение
0.5с до 200°C

Нет необходимости ждать,
бери и работай




Возможность
разместить
насадку под
любым углом





5 моделей
насадок
разных
размеров

0.02#35	0.02#45
0.04#50	0.06#55
0.08#55	



SINCE 2003



Параметры

P type

Батарея: 2000 мАч
Время нагревания: 4 с (Благодаря функции защиты от перегрева время одного нагрева составляет до 4 с.)
Рабочая температура: 150, 180, 200, 230
Адаптер: вход AC100-240В, выход DC5В 1.5А
Время использования: 4с 1500 раз
Размеры нагревательных насадок: F 45/02, FM 50/04, M 55/06, ML 55/08

G type

Батарея: 2200 мАч
Время нагревания: 15с до 200°C
Рабочая температура: 150, 180, 200, 230
Адаптер: вход AC100-240В, выход DC5В 1.5А
Время использования: 10 мин 15 рза
Размеры игл: 23G, 25G



Эксклюзивный дистрибьютор на территории Республики Беларусь

ЧТУП “ВМК-Дент”

УНП 190819937

г. Минск, ул. Платонова, 1Б, помещение 41Б,
комната 1

Тел. (+37517) 361 1 361

А1: +37529 684 89 10 МТС: +37529 597 94 49

ФИЛИАЛЫ

г. Брест, тел.: +375162 28 25 59

г. Витебск, тел.: +375212 62 55 93

г. Гомель, тел.: +375232 30 29 20

г. Гродно, тел.: +375152 55 71 19

г. Могилев, тел.: +375222 32 28 85

www.vmk-dent.by

e-mail: torg@vmk-dent.by