

Keramikpolierer • Porcelain Polishers • Polissoirs de Céramique

Keramikpolierer mit Silikonbindung
 Ceramic polishers with silicone binder
 Polissoir en silicone pour céramiques



NTI CeraWhite

Keramikpolierer für die abrasive
 Vorpulitur glättet die Oberfläche
 und entfernt Schleifspuren.


hellgrau = grobe Körnung.

For porcelain/ceramics grey-white,
 abrasive, eliminates scratches and
 smooths the surfaces,
light-grey = coarse grit.

Polissoir de céramique **gris clair** =
 abrasif, pour le pré-polissage. Élimine
 les éraflures et rend la surface lisse.



P0301



P0306



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	220	170	060	220	170	050	055
Länge-Length in mm - Longueur	3,0	3,0	22,0	3,0	3,0	16,0	15,5
Shank 12/100							
658 900 ...	372 525 220	372 525 170	114 525 060	303 525 220	303 525 170		
HP 658 104 ...						292 525 050	243 525 055
	P0301	P0302	P0315	P0310	P0311	P0351	P0384

opt. 15.000 rpm



NTI CeraPink

Keramikpolierer für die leichte abrazi-
 ve Vorpulitur, erhält die anatomische
 Struktur der Verblendung und erzeugt
 einen leichten Glanz.

rosa = mittlere Körnung.

For porcelain/ceramics pink, retains
 the structure and provides a smooth
 shine, **pink** = medium grit.

Polissoir céramique **rose** = légè-
 rement abrasif, pour le pré-polissage.
 Maintien la structure anatomique et
 fournit un brillant faible.



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	220	170	060	220	170	050	055
Länge-Length in mm - Longueur	3,0	3,0	22,0	3,0	3,0	16,0	15,5
Shank 12/100							
658 900 ...	372 515 220	372 515 170	114 515 060	303 515 220	303 515 170		
HP 658 104 ...						292 515 050	243 515 055
	P0306	P0307	P0320	P0316	P0317	P0361	P0394

opt. 10.000 rpm




NTI CeraSupergrey

Der Superhochglanzpolierer für Keramik.
grau = Superhochglanz.

For porcelain/ceramics
 grey, provides a lustre high-gloss finish,
grey = super high shine

Polissoir céramique **gris**, avec meulage
 extra-fin pour fournir un polissage lustré.



Größe/Size/Taille $\varnothing$ 1/10 mm	220	220	050	150	145	055
Länge-Length in mm - Longueur	3,0	3,0	16,0	2,5	2,0	15,5
Shank 12/100						
658 900 ...	372 504 220	303 504 220				
HP 658 104 ...			292 504 050	303 504 150	373 504 145	243 504 055
	P0321	P0322	P0371	P0373	P0375	P0374

opt. 5.000 rpm

Träger finden Sie unter Kapitel 6. • For mandrels please refer to chapter 6. • Pour mandrins regardez s.v.p. en chapitre 6.