

ВОСКОЛИТ - 03



Показания для применения:

- моделирование каркасов бюгельных протезов;

Преимущества:

- восковые профили обладают гибкостью и легко поддаются моделированию;
- собранный каркас снимается с модели без деформации;
- зольность воска не более 0,1 %;

Инструкция по применению:

- все детали из восковых профилей соединяют горячим шпателем;

Комплектность:

Палочки	Размеры(мм)	Количество(шт)
№1	1,0	10
№2	1,5	10
№3	1,0*1,5	20
№4	1,0*2,5	20
№5	1,8*3,0	20
№6	1,5*4,0	20
№7	1,5*5,0	10
№8	1,5*6,0	20